



Biovolume

Este é um produto CAD/CAM de alta tecnologia SliceLAB

Produto:

Este protótipo é desenhado digitalmente e materializado em PMMA biocompatível.

Utilização:

Como o biovolume é um protótipo, deve ser utilizado no pré ou transoperatório sob tecidos ou materiais de forma a servir de modelo para obtenção da prótese final.

Esterilização:

Deve-se usar processo de esterilização de baixa temperatura afim de manter anatomia da peça sem distorções. Sugere-se autoclavar o protótipo por 10 minutos.

Advertências:

- Produto não estéril.
- Uso apenas por profissionais qualificados.
- Uso sob tecidos apenas transoperatórios.



SliceLAB Laboratório de Prótese Digital Ltda.

CPF/CNPJ: 38.148.769/0001-24

Inscrição Municipal: 1243561/001-9

Av. Brasil, 1438, Sala 401, Funcionários - CEP: 30140-003

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31) 2537-2689

E-mail: slicelab@outlook.com